



1. SĀKAM!

2. NOSKENĒ QR KODU UN IENĀC MŪSU MĀJASLAPĀ



3. Lejuplādē Guardian™ Connect App no App store vai GooglePlay

Papildus informācija: guardianconnect.medtronic-diabetes.co.uk

* Atsauces uz glikozi attiecas uz sensora glikozes vērtību

Atsauces

1. Fonseca VA, et al. Continuous Glucose Monitoring: a consensus conference of the American association of Clinical Endocrinologists and American College of Endocrinology. Endocr Pract 2016. DOI.10.4158/EP161392.CS

2. Kaufman FR, et al. A pilot study of the continuous glucose monitoring system: Clinical decisions and glycemic control after its use in pediatric type 1 diabetic subjects. Diabetes Care. 2001;24(12):2030–4.

MiniMed ir reģistrēta preču zīme un Guardian™ ir Medtronic MiniMed, Inc. preču zīme.

UC201806192EE © 2017 Medtronic MiniMed, Inc.

Visas tiesības aizsargātas.
Medtronic Diabetes
18000 Devonshire Street
Northridge, CA 91325
800.646.4633

Drošības informācija

Glikozes līmeņa nepārtrauktās monitorēšanas sistēma mēra glikozes līmeni starpaužu šķidrumā. Sistēma paredzēta cilvēkiem ar diabētu. Šī sistēma sniedz informāciju par iespējamu augstu vai zemu glikozes līmeni un sniedz ieteikumus, kad pacientam vajadzētu izmērīt glikozes līmeni asinīs ar glikometru.

Informācija, kuru sniedz Glikozes līmeņa nepārtrauktās monitorēšanas sistēma, paredzēta nevis glikometra aizstāšanai, bet papildināšanai. Glikozes sensora ievietošana var izraisīt asiņošanu, apsārtumu. Nekavējoties konsultējieties ar savu ārstu, ja jūtat sāpes vai ievietošanas vietā ir redzams iekaisums.

Sīkāka informācija: [MedtronicDiabetes.com/ Important-Safety-Information](http://MedtronicDiabetes.com/Important-Safety-Information).

The Guardian Connect app nepieciešama funkcionējoša mobilā iekārta ar pareiziem uzstādījumiem (tādiem kā atbilstoša operētājsistēma un Bluetooth® pieejamība) lai visa sistēma funkcionētu korekti.

Norādījumus, kontraindikācijas, indikācijas un brīdinājumus, lūdzu, skatīties lietošanas instrukcijā.


RAKSTI?
KLAUSIES MŪZIKU?
PĀRBAUDI
GLIKOZES LĪMENI!

GUARDIAN™ CONNECT

Glikozes līmeņa Nepārtrauktās
monitorēšanas sistēma



VIENĪGĀ PIEEJAMĀ GLIKOZES LĪMEŅA
NEPĀRTRAUKTĀS MONITORĒŠANAS
SISTĒMA (CGM), KAS BRĪDINA PAR
AUGSTU VAI ZEMU GLIKOZES LĪMENI
10 – 60 MIN. PIRMS TĀ SASNIEGŠANAS



GUARDIAN™ CONNECT
VIENKĀRŠI GUDRĀKAIS VEIDS
KĀ PROGNOZĒT AUGSTU UN ZEMU
GLIKOZES LĪMENI



Medtronic

GUARDIAN™ CONNECT

JAUNĀ Glikozes līmeņa nepārtrauktās monitorēšanas sistēma (CGM)

Guardian™Connect ir pastāvīgi līdzās – tā palīdz kontrolēt, kas īsti notiek ar jūsu glikozes līmeni.

Insulīna
ievadīšana

Augsts/Zems
diapazons

Ēdienreizes pieraksts

Asins glikozes mērījums



PAR CGM

CGM izmanto mazu sensoru, lai nepārtraukti mērītu glikozes līmeni starpaužu šķidrumā.

Mērījumi notiek visu diennakti, un ar neliela datu pārraidītāja palīdzību bezvadu ceļā tiek nosūtīti uz mobilo telefonu, lai jūs jebkurā brīdī varētu sekot līdzi savam glikozes līmenim.

The Guardian Connect sistēma sūta visu informāciju uz jūsu CareLink® kontu, kur jūsu ārsts var iepazīties ar datiem par jūsu stāvokli vēl pirms vizītes.





JŪSU IEGUVUMS

Brīdinošās trauksmes signāls:
no 10 - 60 min. pirms tiek
sasniegts pārāk augsts vai pārāk
zems glikozes līmenis,

Glikozes līmeņa tendenču
līkne jūsu mobilajā telefonā
24/7

Uzticības personu ieguvumi

Nodrošina sirdsmieru jūsu
ģimenei un draugiem. Iespēja
jebkurā laikā dalīties ar
informāciju ar savām uzticības
personām.

Uzaiciniet viņus iestatīt SMS
Alert, kad jūsu glikozes
līmenis kļūst kritiski zems vai
augsts.



**Veicot mērījumus tikai ar
glikometru, 75% informācijas
par glikozes svārstībām
paliek nepamanītas.²**

Guardian Connect sistēma informē
Jūs par glikozes līmeni **ik pēc 5
minūtēm**, ļaujot savlaicīgi reaģēt
uz tā svārstībām.